

signia

StreamLine Mic

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Bevor Sie starten	5
Einleitung	5
In der Packung enthalten	10
Bestandteile	12
Erste Schritte	14
Laden	14
Koppeln der Hörsysteme	18
Smartphone oder Musikabspielgerät koppeln	20
Kopplungen löschen	23

Täglicher Einsatz	24
Ein-/Ausschalten	24
Lautstärke einstellen	25
Mikrofone der Hörsysteme stummschalten	26
① Telefonanrufe tätigen	27
② Musik anhören	31
③ Als Remote-Mikrofon verwenden	33
④ Als Fernbedienung verwenden	36
Wichtige Sicherheitsinformation	38
Persönliche Sicherheit	38
Produktsicherheit	47

Wichtige Information	50
Zweckbestimmung / Bestimmungsgemäße Verwendung	50
Übersicht Status- und Betriebsanzeige	51
Symbolerklärung	55
Wartung und Pflege	57
Technische Information	58
Entsorgungshinweis	60
Konformitätsinformation	61

Bevor Sie starten



VORSICHT

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in diesem Dokument, um Sachschäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Einleitung

StreamLine Mic verwendet Bluetooth®* Technologie, um die folgenden Funktionen bereitzustellen.


* Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch den Hersteller dieses Produktes unterliegt einer Lizenzvereinbarung. Andere ausgewiesene Markennamen und Handelsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

1 Headset für Smartphones

Töne von Ihrem Smartphone werden auf Ihre Hörsysteme durch StreamLine Mic übertragen.

Ihre Stimme wird durch StreamLine Mic aufgenommen und an Ihr Smartphone gesendet.


Lesen Sie darüber mehr in Abschnitt „Telefonanrufe tätigen“.



② Headphones für Musik

Musik von Ihrem Smartphone oder einem beliebigen anderen Bluetooth Gerät wird auf Ihre Hörsysteme durch StreamLine Mic übertragen.


Lesen Sie mehr darüber in Abschnitt „Musik anhören“.



③ Remote-Mikrofon

Die Stimme eines ausgewählten Sprechers wird drahtlos **von** StreamLine Mic **zu** Ihren Hörsystemen übertragen.

Lesen Sie mehr darüber in Abschnitt „Als Remote-Mikrofon verwenden“.




④ Fernbedienung

Wenn StreamLine Mic keinen Ton überträgt, kann es als Fernbedienung für Ihre Hörsysteme verwendet werden.

Lesen Sie mehr darüber in Abschnitt „Als Fernbedienung verwenden“.


In der Packung enthalten

- ① StreamLine Mic
- ② Tragebänder (verschiedene Längen)
- ③ USB-Kabel zum Laden
- ④ USB-Stromkabel und Netzstecker (landesspezifisch)



Bestandteile

- ① Mikrofone
- ② Power-Anzeige 
- ③ Status-Anzeige 
- ④ Clip (drehbar)
- ⑤ Multifunktionstaste 
- ⑥ Lautstärketasten  und 
- ⑦ USB-Anschluss zum Aufladen




Erste Schritte

Laden

StreamLine Mic ist im Auslieferungszustand teilweise geladen. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Einsatz vollständig auf.

Wenn die Power-Anzeige  rot ist kann noch etwa 30 Minuten lang Musik oder Sprache übertragen werden.



Die Power-Anzeige zeigt den Ladezustand an:

	Beschreibung
Rot	Batterie ist schwach
Blinkt grün	Laden (StreamLine Mic ist eingeschaltet)
Blinkt orange	Laden (StreamLine Mic ist ausgeschaltet)
Grün erlischt	Ladevorgang ist abgeschlossen (StreamLine Mic ist eingeschaltet)
Orange	Ladevorgang ist abgeschlossen (StreamLine Mic ist ausgeschaltet)

Weitere Informationen:

- Normalerweise dauert der Ladevorgang 2 Stunden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker leicht zu erreichen ist, um ihn bei Bedarf von der Stromversorgung trennen zu können.



HINWEIS

- ▶ Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, trennen Sie die Verbindung Ihres Gerätes vom Ladegerät und kontaktieren Sie Ihren Hörgeräteakustiker.



HINWEIS

- ▶ Verwenden Sie zum Laden des StreamLine Mic das mitgelieferte Originalnetzteil mit 5,0 V / 1A, CE und Sicherheitskennzeichen.

Koppeln der Hörsysteme

Ihre Hörsysteme müssen **einmalig** mit StreamLine Mic gekoppelt werden. Danach ist die Verbindung in den Hörsystemen gespeichert und wird jedes Mal wieder hergestellt, wenn sie eingeschaltet werden.

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass StreamLine Mic aus ist: Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Betriebsanzeige  aus ist. Dies dauert ungefähr 6 Sekunden.
- ▶ Schalten Sie die Hörsysteme aus und wieder ein:
Öffnen und schließen Sie die Batteriefächer. Wenn Ihre Hörsysteme kein Batteriefach haben, schalten Sie sie aus, wie in der Gebrauchsanweisung Ihres Hörsystems beschrieben.

Die Hörsysteme sind jetzt bereit für die Kopplung. Sie müssen die Verbindung innerhalb von 3 Minuten herstellen.

- Schalten Sie StreamLine Mic ein: Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Betriebsanzeige  grün. Dies dauert ungefähr 3 Sekunden.

Die Statusanzeige  blinkt gelb.

- Platzieren Sie beide Hörsysteme in der Nähe von StreamLine Mic (maximaler Abstand 20 cm).
Der Kopplungsprozess beginnt automatisch.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn die Statusanzeige gelb leuchtet.



Smartphone oder Musikabspielgerät koppeln

Ihr Smartphone (oder Musikabspielgerät) muss einmal mit StreamLine Mic gekoppelt werden. Danach wird die Verbindung automatisch aufgebaut, sobald Ihre Hörsysteme und StreamLine Mic eingeschaltet und in Reichweite sind.

- ▶ Halten Sie gleichzeitig die Tasten  und  gedrückt, bis die Status-Anzeige  blau blinkt. Das dauert etwa 6 Sekunden.

StreamLine Mic ist jetzt zur Kopplung bereit. Sie haben 3 Minuten Zeit, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

- ▶ Bringen Sie Ihr Smartphone oder Ihr Musikabspielgerät in den Modus „andere Bluetooth-Geräte suchen“. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Gerätes.

- ▶ Wählen Sie an Ihrem Smartphone oder Musikabspielgerät „StreamLine Mic“ in der Liste der gefundenen Geräte aus.
- ▶ Falls Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN „0000“ ein.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn die Status-Anzeige  blau ist.

Weitere Informationen:

- StreamLine Mic kann mit bis zu acht Bluetooth-Geräten **gekoppelt** werden. Es kann aber immer nur mit einem Gerät gleichzeitig **verbunden** sein.
- Wenn mehrere Geräte gekoppelt wurden:
 - StreamLine Mic verbindet sich mit dem Gerät, das es als Erstes erkennt.
 - Um zu einem anderen Gerät zu wechseln, deaktivieren Sie Bluetooth an den Geräten, die Sie momentan nicht verwenden wollen.

Kopplungen löschen

Um alle Kopplungen von StreamLine Mic mit Smartphones und Musik-Abspielgeräten zu löschen:

- ▶ Schalten Sie StreamLine Mic aus: Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Betriebsanzeige  aus ist. Dies dauert ungefähr 6 Sekunden.
- ▶ Halten Sie gleichzeitig die  Taste **und** die  Taste **und** die  Taste für 10 Sekunden gedrückt.

Wenn die Kopplungen gelöscht sind, blinkt die Statusanzeige rot. Ihre Hörsysteme bleiben mit StreamLine Mic gekoppelt.

Täglicher Einsatz

Ein-/Ausschalten

Einschalten:

- ▶ Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Betriebsanzeige  grün. Dies dauert ungefähr 3 Sekunden.

Die Statusanzeige  blinkt gelb bis die Hörsysteme verbunden sind.

Ausschalten:

- ▶ Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Betriebsanzeige  aus ist. Dies dauert ungefähr 6 Sekunden.

Lautstärke einstellen

Kurzes Drücken von  oder  zum Einstellen der Lautstärke.

Je nach Typ Ihrer Hörsysteme wird die Lautstärke wie folgt eingestellt:

- Möglichkeit 1: Während der Tonübertragung wird nur der Ton von StreamLine Mic (Telefonanruf, Sprache oder Musik) eingestellt. Wenn keine Tonübertragung erfolgt, wird die Lautstärke der Hörsysteme eingestellt.
- Möglichkeit 2: Der Ton von StreamLine Mic (Telefonanruf, Sprache oder Musik) und die Lautstärke der Hörsysteme werden zusammen eingestellt.

Mikrofone der Hörsysteme stummschalten

Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Mikrofone des Hörsystems stummzuschalten. Nur der Ton von StreamLine Mic wird in Ihren Hörsystemen abgespielt.

Je nach Typ Ihres Hörsystems können Sie die Stummschaltung der Mikrofone des Hörsystems wie folgt wieder aufheben:

- Möglichkeit 1: Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt.
- Möglichkeit 2: Kurzes Drücken von .

Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, während StreamLine Mic als Remote-Mikrofon verwendet wird.

① Telefonanrufe tätigen

Voraussetzungen: StreamLine Mic muss mit einem Smartphone verbunden sein und richtig getragen werden.

StreamLine Mic richtig tragen



StreamLine Mic sollte wie in den Abbildungen getragen werden, um bestmögliche Leistung zu erzielen. Es ist wichtig, dass das Mikrofon von StreamLine Mic zu Ihrem Mund zeigt und dass StreamLine Mic nicht durch Kleidung usw. abgedeckt wird.

Maximaler Abstand:

- Smartphone — StreamLine Mic: 10 m
- Hörsysteme — StreamLine Mic: 2 m

Einen Anruf empfangen

Sie hören einen Klingelton in Ihren Hörsystemen. Die Statusanzeige  blinkt grün.

- Zum Annehmen/Beenden des Anrufs drücken Sie kurz  oder verwenden Sie Ihr Smartphone zum Annehmen/Beenden des Anrufs.

Während Sie sich in einem Anruf befinden, ist die Statusanzeige  grün.

- Zum Ablehnen eines Anrufs halten Sie die Taste  ungefähr 3 Sekunden lang gedrückt.

Anruf tätigen

Wenn Sie jemanden mit Ihrem verbundenen Smartphone anrufen, wird der Anruf automatisch auf Ihre Hörsysteme übertragen. Während Sie sich in einem Anruf befinden, ist die Statusanzeige  grün.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, während StreamLine Mic als Remote-Mikrofon verwendet wird.

Weitere Informationen

- **Sprachwahl:** Während der Verbindung mit einem Smartphone drücken Sie  doppelt zum Aktivieren der Sprachwahl (falls durch das Smartphone unterstützt).
- Für diese Art der Verbindung verwendet StreamLine Mic das Hands-Free Profile (HFP) von Bluetooth.

② Musik anhören

Wenn StreamLine Mic mit einem Musik-Abspielgerät durch Bluetooth verbunden ist, wird die Musik automatisch in Ihren Hörsystemen wiedergegeben. Sie müssen StreamLine Mic hierzu nicht bedienen.

Während der Übertragung von Musik ist die Statusanzeige  orange.

Maximale Abstände:

- Musik-Abspielgerät — StreamLine Mic: 10 m
- Hörsysteme — StreamLine Mic: 2 m

Musik starten/stoppen

- ▶ Verwenden Sie Ihr Smartphone oder Musik-Abspielgerät, um die Musik zu starten/zu stoppen.

Zum Stoppen der Musik können sie auch kurz  auf StreamLine Mic drücken.


Weitere Informationen

- Für diese Art von Verbindung verwendet StreamLine Mic das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) von Bluetooth.
- Bei der Übertragung von Musik von Ihrem Smartphone werden eingehende Anrufe während der Musikwiedergabe angezeigt.

③ Als Remote-Mikrofon verwenden

Die Funktion „Remote-Mikrofon“ startet nicht automatisch. Sie müssen zum Remote-Mikrofonmodus über den Taster  umschalten.

StreamLine Mic richtig tragen



Der Sprecher sollte StreamLine Mic wie in den Abbildungen tragen, um die bestmögliche Leistung zu erzielen. Es ist wichtig, dass das Mikrofon zum Mund des Sprechers gerichtet ist und dass StreamLine Mic nicht durch Kleidung usw. abgedeckt wird.

Maximaler Abstand:

- Hörsysteme — StreamLine Mic: 20 m

Remote-Mikrofon einschalten

- ▶ Drücken Sie  für ungefähr 3 Sekunden.

Die Statusanzeige  ist magenta. Ein Bestätigungston wird in Ihren Hörsystemen abgespielt.

Die Remote-Mikrofone werden einschaltet. Sprache von der Person, die StreamLine Mic trägt, wird direkt auf Ihre Hörsysteme übertragen.

Remote-Mikrofon ausschalten

- Halten Sie die Taste  ungefähr 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Statusanzeige  ist blau (mit einem Smartphone verbunden) oder gelb (nicht mit einem Smartphone verbunden).

Weitere Informationen

- Bei der Verwendung von StreamLine Mic als Remote-Mikrofon besteht keine Verbindung mit dem Smartphone. Insbesondere eingehende Anrufe werden nicht angezeigt.
- StreamLine Mic hat Richtmikrofone, das heißt, Mikrofone, die den Ton aus einer bestimmten Richtung erfassen können.

④ Als Fernbedienung verwenden

StreamLine Mic kann auch als Fernbedienung für Ihre Hörsysteme verwendet werden: Sie können die Lautstärke einstellen (siehe Abschnitt „Lautstärke einstellen“), die Mikrofone des Hörsystems stummschalten (siehe Abschnitt „Mikrofone der Hörsysteme stummschalten“) oder zum nächsten Hörprogramm wechseln (siehe unten).

Maximale Abstände:

- Hörsysteme — StreamLine Mic: 2 m

Zum nächsten Hörprogramm wechseln

- ▶ Halten Sie die Taste  ungefähr 3 Sekunden lang gedrückt.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, während StreamLine Mic als Remote-Mikrofon verwendet wird.

Wichtige Sicherheitsinformation

Persönliche Sicherheit



WARNUNG

Erstickungsgefahr!

Ihr Gerät enthält Kleinteile, die verschluckt werden können.

- ▶ Halten Sie Hörsysteme, Batterien und Zubehör von Kindern und geistig behinderten Personen fern.
- ▶ Wenn Teile verschluckt wurden, suchen Sie umgehend einen Arzt oder ein Krankenhaus auf.



WARNUNG

Gefahr der Strangulation!

- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich das Trageband nicht verfängt, z. B. in beweglichen Teilen von Maschinen.
- ▶ Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Sicherheitstrageband. Der Sicherheitsverschluss löst sich, wenn sich das Trageband verfängt.
- ▶ Benutzen Sie das Trageband nicht für Kinder unter 12 Jahren.



WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags!

- Verwenden Sie keine offensichtlich beschädigten Geräte und geben Sie diese in der Verkaufsstelle zurück.



WARNUNG

Jegliche eigenmächtige Veränderung des Produkts kann Sachschäden oder Verletzungen verursachen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Teile und zugelassenes Zubehör. Wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.
- ▶ Verändern Sie dieses Produkt nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers.
- ▶ Wenn dieses Produkt verändert wird, müssen entsprechende Inspektionen und Tests durchgeführt werden, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.



WARNUNG

Beim Laden des Akkus über das USB-Kabel hängt die Sicherheit von den externen Geräten ab.

- Wird das USB-Kabel an netzbetriebene Geräte angeschlossen, müssen diese Geräte UL-geprüft sein oder den Sicherheitsstandards IEC 60065, IEC 60950 oder einem gleichwertigen Sicherheitsstandard entsprechen.



WARNUNG

Die Sicherheit dieses Gerätes hängt von den externen Geräten ab, mit denen es verbunden ist (mit einem externen Audio- oder USB-Kabel, oder direkt).

- Bei Verbindung mit netzbetriebenen Geräten müssen diese Geräte UL-geprüft sein oder den Sicherheitsstandards IEC 60065, IEC 60950 oder einem gleichwertigen Sicherheitsstandard entsprechen.



WARNUNG

Explosionsgefahr bei falscher Handhabung des Akkus.

- ▶ Schließen Sie den Akku nicht kurz. Durchbohren, zerdrücken oder zerlegen Sie den Akku nicht.
- ▶ Legen Sie den Akku nicht ins Feuer.
- ▶ Tauchen Sie den Akku nicht unter Wasser.
- ▶ Laden Sie den Akku zwischen 0°C und 45°C.
- ▶ Um den Akku zu reparieren oder auszutauschen, bringen Sie das Gerät zu Ihrem Hörakustiker.



WARNUNG

Aktive Implantate

- Besondere Vorsicht ist mit aktiven Implantaten geboten. Wenn Sie ein aktives Implantat haben, befragen Sie den Hersteller des Implantats zu möglichen Risiken von Störeinflüssen.



WARNUNG

Dieses Gerät kann Messeinrichtungen und elektronische Geräte beeinflussen.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Flugzeugen oder in Umgebungen, in denen empfindliche oder lebenserhaltene Geräte im Einsatz sind.



WARNUNG

Explosionsgefahr!

- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht (z. B. im Bergbau).

Produktsicherheit



HINWEIS

- ▶ Schützen Sie Ihr Gerät vor extremer Hitze.
Lagern Sie das Gerät so, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.



HINWEIS

- ▶ Schützen Sie Ihre Geräte vor starker Feuchtigkeit.



HINWEIS

- ▶ Trocknen Sie Ihre Geräte nicht in der Mikrowelle.



HINWEIS

Starke Strahlung unterschiedlicher Art kann Ihre Geräte beschädigen, z. B. während Röntgenuntersuchungen und Kernspintomographien oder bei einem Aufenthalt in der Nähe von Kernspin- oder Computertomographen, die sich im Leerlauf befinden.

- Benutzen Sie Ihre Geräte nicht während dieser oder ähnlicher Untersuchungen und Verfahren. Schwächere Strahlung beschädigt Ihre Geräte nicht, z. B. Funkanlagen oder Sicherheitskontrollen am Flughafen.



In manchen Ländern unterliegt die Nutzung von Funkgeräten gewissen Einschränkungen.

- Nähere Informationen erhalten Sie von den zuständigen Behörden vor Ort.



HINWEIS

Ihr Gerät wurde gemäß internationaler Standards zur elektromagnetischen Verträglichkeit entwickelt. Störungen durch elektronische Geräte in der Nähe könnten dennoch auftreten. Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand zur Störquelle.

Wichtige Information

Zweckbestimmung / Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist als drahtloser Hörer und Sender von Ton zwischen Hörsystemen und deren Umgebung bestimmt, einschließlich Sprache und drahtlosen Audiogeräten. Mit diesem Gerät können auch die Träger von drahtlosen Hörsystemen die Funktionalität ihrer Hörsysteme bedienen.

Es ist für die Verwendung durch Kinder (> 36 Monate) und Erwachsene gemeinsam mit ihren Hörsystemen vorgesehen.

Übersicht Status- und Betriebsanzeige

Statusanzeige



Beschreibung



Blinkt gelb

Nach Hörsystemen suchen.



Gelb

Leerlaufmodus: Mit Hörsystemen verbunden. **Nicht** mit einem Smartphone oder anderen Gerät verbunden.



Blinkt blau

StreamLine Mic ist für ein Smartphone für Kopplungszwecke sichtbar.



Beschreibung



Blau

Telefonmodus: Mit einem Smartphone verbunden.



Blinkt grün

Eingehender Anruf.



Grün

Laufender Anruf.



Orange

Musik wird übertragen.



Magenta

Remote-Mikrofonmodus.



Beschreibung



Blinkt magenta.

Remote-Mikrofon wird wieder verbunden.

Betriebsanzeige



Beschreibung



Rot

Niedriger Batteriestand.



Blinkt grün

Wird im eingeschalteten Zustand geladen.

Beschreibung

 Grün erlischt
Laden ist abgeschlossen und StreamLine Mic ist eingeschaltet.

 Grün
Eingeschaltet, wird nicht geladen.

 Blinkt orange
Wird im ausgeschalteten Zustand geladen.

 Orange
Laden ist abgeschlossen und StreamLine Mic ist ausgeschaltet.

Symbolerklärung

Symbole, die in diesem Dokument verwendet werden



Weist auf eine Situation hin, die zu ernsthaften, mäßigen oder geringfügigen Verletzungen führen kann.



Weist auf mögliche Sachschäden hin.



Anleitungen und Tipps, wie Sie Ihr Gerät besser und effektiver nutzen.

Symbole auf dem Gerät oder der Verpackung



CE-Konformitätskennzeichnung, bestätigt die Übereinstimmung mit bestimmten Europäischen Richtlinien. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Konformitätsinformationen“.



Australische Konformitätskennzeichnung für EMV- und Funkverbindungen. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Konformitätsinformationen“.



Hersteller des Gerätes.



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Entsorgungshinweis“.



Symbole auf dem Gerät oder der Verpackung



Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

Wartung und Pflege



HINWEIS

- ▶ Legen Sie Ihr Gerät NICHT in Wasser!
- ▶ Reinigen Sie Ihr Gerät NICHT mit Alkohol oder Waschbenzin.



- ▶ Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen Tuch.
- ▶ Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsflüssigkeiten mit Zusätzen wie Zitronensäure, Ammoniak, etc.

Technische Information

Kompatible Hörsysteme

StreamLine Mic funktioniert mit unseren speziellen drahtlosen Hörsystemen. Ihr Hörakustiker berät Sie hinsichtlich der kompatiblen Modelle.

Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen

Betriebsbedingungen

Temperatur	-5 bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 93 %, nicht kondensierend
Luftdruck	700 bis 1060 hPa

Bei längeren Transport- und Lagerzeiten sollten die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

Transport und Lagerung

Temperatur	-20 bis 70 °C
------------	---------------

Luftdruck	700 bis 1060 hPa
-----------	------------------



WARNUNG

Gefahr von Verletzungen, Feuer oder Explosion beim Versand.

- Versenden Sie StreamLine Mic gemäß den lokalen Vorschriften.

Für andere Teile, z. B. für Hörsysteme, können andere Werte gelten.

Technische Daten des Netzteils

Eingangsspannung:	100-240 V AC
Eingangsstrom:	max. 0,2 A bei 100 V AC
Eingangsfrequenz:	47-63 Hz
Ausgangsspannung:	5 V DC
Ausgangsstrom:	max. 1 A

Entsorgungshinweis

Recyceln Sie Hörsysteme, Zubehör und Verpackungen gemäß den geltenden Vorschriften.

Konformitätsinformation

Das CE-Zeichen steht für die Übereinstimmung mit folgenden europäischen Richtlinien und Vorschriften:

- 2017/745 für Medizinprodukte
- 2014/53/EU für Funksysteme
- 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter www.wsaud.com/signia.

Drahtlose Funktionalität

Dieses Gerät enthält ein Funkmodul, das mit folgenden Standards arbeitet: mit Bluetooth EDR, mit Bluetooth Low Energy (BLE) und mit einer proprietären

Funktechnologie für kurze Reichweiten. Alle arbeiten auf der Frequenz 2,4 GHz. Die Leistung des 2,4 GHz-Sender ist gering und die Gesamtleistung ist immer geringer als 17 dBm e.i.r.p.

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Standards für Funksender und für elektromagnetische Verträglichkeit.

FCC und ISED Compliance-Informationen finden Sie auf der Rückseite des Gerätes.

Das ACMA-Symbol  steht für die Übereinstimmung mit den Standards der australischen Behörde ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Geräte mit dem FCC-Zeichen entsprechen den Standards der FCC hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der kanadischen Richtlinie ICES-003.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften sowie die RSS (Radio Standard Specifications) von ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada) für lizenzfreie Sendegeräte.

Für den Betrieb gelten folgende Bedingungen:

- dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- dieses Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich der Interferenzen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.

Diese Ausrüstung wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte

der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Grenzwerte sehen für die Installation in Wohnbereichen einen ausreichenden Schutz vor störenden Abstrahlungen vor. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es wird jedoch keinerlei Gewährleistung dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Sollte das Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Funkempfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Funkempfänger an getrennte Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für weitere Empfehlungen.

FCC-Hinweis: Jegliche Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die FCC-Zulassung zum Betreiben des Gerätes aufheben.



Hersteller

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngby
Dänemark

Document No. 03384-99T05 DE

Order/Item No. 109 520 26

Master Rev05, 08.2024

www.wsaud.com

© 10.2024, WSAUD A/S. All rights reserved



www.signia.net